

Dijital Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı



Güçlü manyetik alan



Aşırı sıcaklık koruması



PT1000 harici ısı sensörü



Korozyon önleyici seramik tabla



TEKNİK ÖZELLİKLER



Satın Al

Model	SR-HS5S
Motor	Fırçasız motor
Maksimum Karıştırma Hacmi	2L (H ₂ O)
Karıştırma Hız Aralığı	50-1500rpm - 10rpm
Karıştırma Çubuğu Boyutu	20-40mm
Karıştırma Yönü	Sağa
Koruma Seviyesi	IP42
Net Ağırlığı	0.7KG
Ürün Boyutu	155*220*700mm
Çalışma Plakası	φ135mm Korozyon önleyici seramik tabla
Çalışma Plakası Sıcaklığı	Oda sıcaklığı +5 - 260° ayarlanabilir
Güç	400W
Sıcaklık Sensörü	PT1000'in içi ve dışı
Voltaj	AC110/220V

