

LC5000H Santrifüj



TEKNİK ÖZELLİKLER



Model	SR-LC5000H
Hız	5000RPM 10 - 5000RPM
Maksimum RCF	4980XG
Seçilebilir Maksimum Kapasite	15ml*4*8 50ml*8 8*100ml
Zaman Aralığı	10s-99dk59s
Gürültü	≤ 65dB(A)
Frenleme Süresi	≤ 30 saniye
Ortam Çalışma Sıcaklığı	+5°C~+40°C
Voltaj	AC 230V 50Hz / 60Hz 10A
Boyutlar	580*470*355mm (L*W*H)
Ağırlık	33kg
Maksimum Hıza Ulaşma Süresi	≤ 35S