

Halojen Nem Analiz Cihazı



20 adet program hafızası



Aşırı yük koruması, aşırı sıcaklık koruması, kapı kilidi koruması, tartım aşırı yük koruması ve çoklu koruma önlemleri.



Farklı numune testleri için uygun yerleşik sıcaklık, zaman ve diğer parametreler, tek tuşla çalıştırma.



TEKNİK ÖZELLİKLER



Satın Al

Model	SR-MBA1103	Test Aralığı	100.00%-0.00%
Kapasite	110g	DRY % Okunabilirlik	0.01%
Okunabilirlik	0.001g	Program Adım Sayısı	20
Sensör	Yük sensörü	Test Yüksekliği	30mm
Pan Boyutu	Ø96mm	Sıcaklık Hız Ve Hassasiyet Ayarı	1°C aralıklarla
Ekran	5 inç dokunmatik ekran	Nem Okunabilirliği	0.01%
Ortam Çalışma Sıcaklığı Aralığı	5°C-35C	Diller	CN/EN
Isıtma Kaynağı	Halojen Lamba	Güç Kaynağı	220V 50Hz / 110V 60Hz
Sıcaklık Sensörü	PT-100-2	Standart Aksesuar	Aluminum weighing pan Standard weight
Ayarlanabilir Sıcaklık Aralığı	40°C-160°C	Boyut	336*185*165mm