

Isıtcılı Manyetik Karıştırıcı



SR-HS-12



SR-HS-17



SR-HS-19



SR-HSC-19T



Güçlü manyetik



Prop tutucu stand standart



Korzyon önleyici seramik tabla



Güvenlik devresi, aşırı sıcaklık koruması

TEKNİK ÖZELLİKLER



Satın Al



Satın Al



Satın Al



Satın Al

Model	SR-HS-12	SR-HS-17	SR-HS-19	SR-HSC-19T
Çalışma Tablası Boyutu	12*12cm	17*17cm	19*19cm	19*19cm
Çalışma Tablası Malzemesi	Alüminyum tabla	Alüminyum tabla	Seramik kaplı tabla	Seramik kaplı tabla
Karıştırma Hız Aralığı	0-1600rpm	0-1600rpm	0-1600rpm	200-2000rpm
İşlev	Isıtma ve karıştırma	Isıtma ve karıştırma	Isıtma ve karıştırma	Isıtma ve karıştırma
Isıtma Gücü	180W	500W	600W	600W
Maksimum Çalışma Plakası Sıcaklığı	Oda sıcaklığı +5-280°C	Oda sıcaklığı +5-300°C	Oda sıcaklığı +5-350 °C	Oda sıcaklığı +5-380 °C
Karıştırma Kapasitesi	1L	3L	5L	5L