

Isıticılı Manyetik Karıştırıcı



LCD ekran



Pakete manyetik balık dahildir



Maksimum karıştırma H₂O 20L



Hız ve zamanlama ayarlanabilir



TEKNİK ÖZELLİKLER



Satın Al



Satın Al

Model

SR-MSA-H

SR-MSA-HD

Resim



Voltaj (V)

AC110/220 / 50-60Hz

AC110/220 / 50-60Hz

Power (W)

950

950

Ekran

Yok

LCD

Maksimum karıştırma
Hacmi H₂O (L)

20

20

Sıcaklık Aralığı (°C)

RT + 350

RT + 350
Proplu Kullanım : R + 250

Tabla Ölçüsü

17x17cm

17x17cm

Hız Aralığı (rpm)

50-2000

50-2000

Zamanlama Aralığı

Yok

0-99h-99min

Motor tipi

DC Fırçasız Motor

DC Fırçasız Motor