

Isıticılı Manyetik Karıştırıcı



LCD ekran



Hızlı ısıtma



Pakete manyetik balık dahildir



Hız ve zamanlama ayarlanabilir



TEKNİK ÖZELLİKLER



Satın Al



Satın Al

Model

SR-MSB-H

SR-MSB-HD

Resim



Voltaj (V)

AC110/220 / 50-60Hz

AC110/220 / 50-60Hz

Power (W)

450

550

Ekran

Yok

LCD

Maksimum karıştırma
Hacmi H₂O (L)

5

5

Tabla Ölçüsü

16x16cm

16x16cm

Sıcaklık Aralığı (°C)

RT + 300

RT + 300

Hız Aralığı (rpm)

200-1600

100-1600

Zamanlama Aralığı

Yok

1-99h-59min

Motor tipi

DC Fırçasız Motor

DC Fırçasız Motor