


Manyetik Balık Setleri Çubuk Tip



TEKNİK ÖZELLİKLER

Satın Al

Model

SR-BAR-C8

Yüzeyi PTFE ile kaplanmış mıknatıstan üretilirler.

Paket içerisinde 8 adet bulunmaktadır. (40mm, 35mm, 30mm, 25mm, 25mm, 20mm, 15mm, 10mm)

Çok geniş kullanım amaçlı olan çubuk form manyetik balıklar mükemmel karıştırma etkisine sahiptirler.

Parlak yüzeyleri ile mükemmel merkezlemeyi ve etkin karıştırmayı garanti ederler.

Taban yüzeyine mükemmel yapıştıklarından karıştırma sırasında zıplayıp merkezden kaçmazlar