

Manyetik Balık Tutucu



TEKNİK ÖZELLİKLER

	 Satın Al	 Satın Al
Model	SR-REC-40	SR-REC-60
	Ürün bir sapın ucunda yer alan yüzeyi PTFE kaplanmış kuvvetli bir mıknatıstan oluşur. İşlem sonrasında manyetik balıkların kolaylıkla kap diplerinden alınmaları için kullanılırlar. Manyetik balıkların agresif çözeltilerden bile risk içermeden alınmalarını sağlarlar ve balıkların kaybolma riskini azaltırlar. Esnek saplı manyetik balık tutucu erlen gibi zor erişilen kapların köşelerine bile kolaylıkla erişir ve işlem hızını artırır.	
Boy	40cm	60cm