

Masa Tipi pH Metre



Otomatik sabitleme veri hafızası



Geniş ve ışıklandırılmış ekran sağlam kompakt yapı

TEKNİK ÖZELLİKLER



Satın Al

Model	SR-PH50-3	P H	Ölçüm Aralığı	-2.00~18.00
Güç Kaynağı	DC 9V		Çözünürlük	0.01
Ekran	6 inç LCD ekran		Gösterge Hata Payı	±0.01
Cihaz Sınıfı	0.01	M V	Ölçüm Aralığı	1999 ~1999
Standart Elektrot	E-201-C		Çözünürlük	1mv
Elektrot Bağlantısı	BNC		Gösterge Hata Payı	± % 0,1 FS
Veri Depolama	50 ölçüm	Net Ağırlık		1000g
Çok Noktalı Kalibrasyon	3 Noktalı Kalibrasyon	Boyut		193.6*189.2*74.8
Otomatik Kapanma	Otomatik kapanma fonksiyonu mevcuttur			