

Mekanik Karıştırıcı Ucu



TEKNİK ÖZELLİKLER

 **Satın Al**

Model

SR-PADDLE SET

Karıştırma Çubukları

- 2 adet karıştırma çubuğu
- Çubuk boyutları: $\varnothing 6 \times 270$ mm ve $\varnothing 8 \times 400$ mm
- Farklı uygulamalar için ideal boyut seçenekleri

Değiştirilebilir Uçlar

- 4 adet değiştirilebilir uç
- 3 bıçaklı uç çapları: $\varnothing 50$ mm ve $\varnothing 70$ mm
- 4 bıçaklı uç çapları: $\varnothing 60$ mm ve $\varnothing 70$ mm
- Kullanıcı dostu tasarım, başlık değişimi hızlı ve kolay

Her şey setin içinde yer alır!