


Yağsız Diyaframlı Vakum Pompası - 30L



Vakum ölçer



Işıklı anahtar



Pozitif ve negatif basınç



Aşırı yük, aşırı ısınma ve kısa devre koruması

TEKNİK ÖZELLİKLER



Model	SR-VP-30L
Tür	Pozitif ve negatif basınç
Pompalama Hızı	30 L/min
Maksimum Vakum	0.085Mpa
Maksimum Basınç	5.0bar
Gürültü	< 50db
Koruma Sınıfı	IP21
Güç	50W
Diyafram	Kauçuk
Elektronik Koruma	Yük koruması, sıcaklık koruması, kısa devre koruması