

Yüksek Hızlı Santrifüj



Düşük titreşim



Süper düşük çalışma gürültüsü.



Sorunsuz çalıştırın, hassas ayırma



Küçük boyut, ancak büyük kapasite



TEKNİK ÖZELLİKLER



Satın Al

Model	SR-MC-15Pro
Zamanlama	10sn - 23s59dk
Ekran	LCD
Kapasitesi	0,2/0,5/1,5/2,0ml santrifüj tüpü*12 0,5/1 ml mikro kan tüpü*12
Çalışma Hız Aralığı Ve Hız Artış Adım	1000-14500rpm±5% - 100rpm adımlarla
Güç	55W
Maksimum Merkez kaç Kuvveti	14104xg
Ortam Çalışma Sıcaklığı	5-40 °C / %80 bağıl nem