

Çok Fonksiyonlu Vortex Mikser



Ultra düşük gövde, kararlı çalışma



Çeşitli adaptörler, büyük işleme kapasitesi



Yüksek güce sahip fırçasız motor



Dokunma / çalıştırma, geçişi kolay

TEKNİK ÖZELLİKLER



Satın Al

Model	SR-VM-500Pro	Hız	0-3000rpm 100-3000rpm
Çalışma Modu	Dokun / Çalıştır		Dokunma: 0-3000rpm Çalıştırma: 100-3000rpm
Kontrol Modu	PWM hız ayarı	Zamanlama / Zaman	1-99dk / 1-59sn
Display	Var	Koruma Seviyesi	IP21
Motor	Fırçasız motor	Voltaj	AC 100-240V / DC24V
Genlik	4.5mm (dairesel salınım)	Güç	20W
Maksimum Kapasite	5/10/15ml*12,2ml*30,0.2ml*96	Ortam Çalışma Sıcaklığı	5-40°C, 80%RH



Vm500Pro Standart Adaptörleri

Model	Resim	Görsel	Modül uygulama kapsamı
VM501			Santrifüj tüpü / Test tüpü
VM502			Beher / çoklu tüp
VM503			$\Phi 12\text{mm}$ (kan alma tüpü) *21
VM505			50ml (Santrifüj tüpü)*4 5ml/ 15ml (Santrifüj tüpü)*5
VM506			0.2ml (Santrifüj tüpü)*96 96 oyuklu plaka
VM507			0.5ml (Santrifüj tüpü) *20 1.5 / 2.0ml (Santrifüj tüpü)*30
VM508			Hücre kültürü plakası